



Persönliche Angaben:

Auftraggeber:

(Stempel od. Blockschrift)

Kd.Nr.:

(falls vorhanden)

1511971

Name:

Union der Rassehunde Clubs

International 1972 e.V.

Straße:

Postfach 1102

PLZ/Ort:

63518 Erlensee

Land:

Deutschland

Tel.Nr.:

0049 15228182491

E-Mail:

urci-zuchtbuchamt@web.de

* Pflichtangaben

WICHTIG: Sie erhalten die Rechnung/Ergebnisse an angegebene E-Mail Adresse als PDF. Ebenso stimmen Sie der Datenweitergabe an den URCI zu. Wenn Sie die Ergebnisse als Befundmappe mit Zertifikat, Siegel, Unterschrift und Stempel möchten, können Sie dies als Zusatzoption auswählen.

Rechnungsempfänger und Tierbesitzer:

(Stempel od. Blockschrift wenn abweichend vom Auftraggeber)

Kd.Nr.:

(falls vorhanden)

Name:*

Straße:*

PLZ/Ort:*

Land:*

Tel.Nr.:*

E-Mail:*

Angaben zum Tier

(Bitte in Blockschrift soweit vorhanden)

Name:*

Zuchtbuchnr.:

Rasse:*

Tätowierung:

Linie:

Chipnummer:

Geschlecht:*

Rüde

Hündin

Proben Nr.:¹

Geb. Datum:*

* Pflichtangaben

¹ Bitte markieren Sie die Probe eindeutig um Verwechslungen auszuschließen.

Rechtliches

Hiermit bestätige ich die korrekte Entnahme der Probe und erkläre eidesstattlich, dass das Probenmaterial mit der Identität des am Formular angeführten Tieres übereinstimmt. Desweiteren stimme ich der Datenweitergabe an den URCI zu. Mit der Bestellung habe ich die Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB) und die Datenschutz- und Widerrufsbelehrung der Firma FERAGEN e.U. akzeptiert. Auch einzusehen unter www.feragen.at/agb bzw. www.feragen.at/datenschutz und www.feragen.at/widerruf

Name des Besitzer:*

Datum, Unterschrift

Ich möchte den aktuellen Newsletter von FERAGEN erhalten:¹ Ja Nein

Name des Probennehmers:*

Zuchtwart Tierarzt
Datum, Stempel, Unterschrift

Ich möchte den aktuellen Newsletter von FERAGEN erhalten:¹ Ja Nein

* Pflichtangaben

¹ Wir senden Ihnen in regelmäßigen Abständen ausschließlich sorgfältig ausgesuchte Angebote und Informationen zu.

FERAGEN e.U.

Labor für genetische Veterinärdiagnostik
Mag. Dr. Anja Geretschläger
Strubergasse 26
5020 Salzburg

Tel. AT: +43 662 / 43 93 83
Tel. DE: +49 1573 / 91 81 060
Mail: office@feragen.at
Web: www.feragen.at

IBAN: AT19 2033 4000 0123 7494
BIC: SMWRAT21XXX
UID: ATU67938958
FN: 398455 p





Testauswahl

Ab dem 2. Test beim gleichen Hund erhalten Sie zusätzlich 5% Rabatt:
(ausgenommen Rassebestimmung, DNA-Screening + Zusatzuntersuchungen, Zertifikate und Befundmappen)

<input type="checkbox"/>	<u>Kurzbezeichnung</u>	<u>Best. Nr.:</u>	<u>Genetische Untersuchung</u>	<u>Preise pro Test</u>
<input type="checkbox"/>	CEA	600002	Collie Eye Anomaly	€ 52,00
<input type="checkbox"/>	HC	60125	Hereditärer (vererbter) Katarakt	€ 50,40
<input type="checkbox"/>	PRA-PRCD	600001	Progressive Retinaatrophie (ohne Optigen-Zertifikat)	€ 55,20
<input type="checkbox"/>	MDR1	60159	Multi Drug Resistance	€ 48,75
<input type="checkbox"/>	DM	60162	Degenerative Myelopathie	€ 52,00
<input type="checkbox"/>	D-Lokus	60151	Dilution (Blau) Farbverdünnung	€ 48,00
<input type="checkbox"/>	Kurzhaar	560160	DNA-Test Haarlänge (Kurzhaar/Langhaar)	€ 48,00
<input type="checkbox"/>	DNA-Profil	60138	DNA-Profilanalyse nach ISAG2006	€ 38,00
<input type="checkbox"/>	HUU	60108	Hyperurikosurie	€ 48,00
<input type="checkbox"/>	M-Lokus	460158	Merle – DNA-Test	€ 48,00
<input type="checkbox"/>	JME	600014	Juvenile Myoklonische Epilepsie	€ 47,20
<input type="checkbox"/>	GR_PRA1	600016	Progressive Retinaatrophie (PRA1) beim Golden Retriever	€ 49,60
<input type="checkbox"/>	GR_PRA2	600017	Progressive Retinaatrophie (PRA2) beim Golden Retriever	€ 55,20
<input type="checkbox"/>	RB	60135	Rassebestimmung	€ 82,80
<input type="checkbox"/>	DNA-Screening	180001	Genomweites genetisches Screening ab 3-5 Hunde ab 6-10 Hunde ab 11-15 Hunde ab 16 Hunden	€ 129,00 € 122,55 € 116,10 € 109,65 € 103,20
<input type="checkbox"/>	D-Lokus	180002	Preis gilt nur in Verbindung mit DNA-Screening	€ 19,00
<input type="checkbox"/>	MDR1	180003	Preis gilt nur in Verbindung mit DNA-Screening	€ 35,00
<input type="checkbox"/>	PRA-PRCD	180004	Preis gilt nur in Verbindung mit DNA-Screening	€ 49,00
<input type="checkbox"/>	ISAG2005	180006	Preis gilt nur in Verbindung mit DNA-Screening	€ 34,00
<input type="checkbox"/>				

Sie möchten die Ergebnisse als Befundmappe auch per Post:

<input type="checkbox"/>	Befundmappe	Ergebnissen mit Zertifikat, Sigel, Unterschrift und Stempel	€ 15,00
--------------------------	--------------------	--	----------------

FERAGEN e.U.

Labor für genetische Veterinärdiagnostik
Mag. Dr. Anja Geretschläger
Strubergasse 26
5020 Salzburg

Tel. AT: +43 662 / 43 93 83
Tel. DE: +49 1573 / 91 81 060
Mail: office@feragen.at
Web: www.feragen.at

IBAN: AT19 2033 4000 0123 7494
BIC: SMWRAT21XXX
UID: ATU67938958
FN: 398455 p





Anleitung zur Probenentnahme

Bitte beachten Sie die nachfolgende Anleitung exakt um eine sichere und richtige Probenentnahme zu gewährleisten und so eine optimale Testaufbereitung und damit verbunden richtige Ergebnisse zu erhalten. Ein Video mit einer ausführlichen Anleitung sowie zahlreichen Tipps und Tricks finden Sie auf unserer Homepage unter www.feragen.at/probenentnahme bzw. auf unserem You Tube Kanal unter [FERAGENTv](https://www.youtube.com/feragentv)

1. Führen Sie die Probenentnahme idealerweise am Morgen nach dem Aufwachen durch. **ACHTEN** Sie unbedingt darauf, dass der Hund in der Nacht keinen Zugang zum Futter hatte. Zwischen Probenentnahme und Fütterung/letztem Leckerli muss min. 1 Stunde liegen, um Verunreinigungen mit Futterresten zu vermeiden. Welpen sollten 2 Stunden von der Mutter getrennt werden um eine Kontamination durch die Muttermilch zu vermeiden. Sie sollten in dieser Zeit nur Wasser bekommen.



2. Die Verpackung NICHT entsorgen. Sie benötigen sie für den sicheren Rückversand der Proben.

3. **ACHTUNG:** Das Bürstchen an der Vorderseite nicht berühren. Es darf ausschließlich NUR mit Mundschleimhaut des Testtieres in Berührung kommen. Die besten Ergebnisse wurden ausschließlich an der Innenseite der Lefze erreicht.



4. Bürstchen zwischen obere Lefze und Kiefer des Tieres legen und mindestens 45 Sekunden drehend vor- und zurückziehen.

5. Sollte sich Ihr Tier gegen die Probenentnahme wehren, bitte mehrmals mit dem gleichen Bürstchen einen neuen Versuch starten.

6. Um sicherzustellen, dass sich auch tatsächlich Schleimhautabrieb und nicht nur Speichel auf dem Bürstchen befindet, achten Sie darauf, dass Sie die Schritte wie in Punkt 4 beschrieben einhalten. Die Zunge, die Zähne und der restliche Mundraum eignen sich NICHT für die Probenentnahme.

7. Sollten Spuren von Blut an der Oberfläche der Bürste zu erkennen sind, stellt dies für die Analyse keine Probleme dar. Auch für den Hund stellt dies kein Problem dar.

8. Mit dem zweiten Probenbürstchen die Entnahme wiederholen.



9. Bevor Sie die Bürstchen wieder in die Verpackung geben, müssen diese vollständig getrocknet sein. Dazu die Bürstchen mit dem Stiel einfach in ein Glas stellen und je nach Speichelmenge bis zu 1 Std. trocknen lassen. Beachten Sie auch hier wiederum, dass die Bürstchen keine anderen Gegenstände berühren.

10. Anschließend geben Sie die Bürstchen in die jeweilige Verpackung zurück. Die Bürstchen müssen vollständig getrocknet sein. Sollte sich sehr viel Speichel auf den Bürstchen befinden müssen Sie die Trocknungszeit verlängern.

11. Werden Proben von mehreren Tieren genommen, achten Sie bitte darauf, dass die beiden Bürsten vom gleichen Hund in die gleiche Hülle mit dem dazugehörigen Bestellformular gelangen. Verwechslungsgefahr!

12. Mittels beigelegten Rücksendeetiketts und ausreichend frankiert an das Labor retournieren.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an unsern Kundendienst unter 0157 / 391 81 060 (Mobilnetz blau.de) bzw. unter 0043 662 / 43 93 83 oder per E-Mail an support@feragen.at

